




КОЛЕННЫЙ
СТУЛ

SANTIS

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bodo

Уважаемый покупатель!

Благодарим за покупку коленного стула Santis. Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство пользователя перед применением, чтобы понимать все его функции. Сохраните и запомните эти инструкции.

Примечание: технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все изображения, представленные в руководстве, носят справочный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию о свойствах и характеристиках, включая цвета, размеры и формы.

Утилизация продукта

Данный продукт нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами! Утилизация мебели должна осуществляться в соответствии с правилами, установленными для данного типа отходов и утилизированы в отдельном контейнере для крупногабаритного мусора согласно экологическим нормам и правилам вашего региона. За дополнительной информацией по правильной утилизации обращайтесь в органы местного самоуправления или к дилеру. За неправильную утилизацию данных отходов в соответствии с национальным законодательством может быть назначен штраф.

Условия хранения и транспортирования

Коленный стул хранят в упаковке производителя в сухих крытых складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей.

Условия хранения: в крытых помещениях при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 75%.

Транспортировка осуществляется в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

Требования техники безопасности

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЕННОГО СТУЛА!

Запрещено использовать коленный стул при:

- ✓ травмах спины и позвоночника
- ✓ врожденном отклонении развития позвоночника
- ✓ деформации позвоночника
- ✓ деформации бедренных костей и нижних конечностей
- ✓ препателлярном бурсите
- ✓ заболевании Осгуд-Шляттера
- ✓ сколиозе третьей степени

Вес пользователя не должен превышать 120 кг.

Пользуйтесь стулом, только если он установлен на ровной поверхности.

Не вставайте на коленный стул, не используйте его как подставку под тяжелые вещи или стремянку.

Только один человек может использовать коленный стул одновременно, не пытайтесь расположиться на нем вдвоем.


Не используйте коленный стул пока не убедитесь, что

все колесики и регулятор высоты надежно зафиксированы и закреплены.

Если какая-то часть коленного стула пропала, сломалась, повредилась или износилась, пожалуйста, прекратите использование стула и обратитесь в сервис-центр компании-дилера. Не используйте стул пока не будет произведен ремонт или замена детали.

При обнаружении неисправности, повреждений или потери детали коленного стула, не пытайтесь самостоятельно это исправить, не вмешивайтесь в конструкцию стула — это может послужить причиной отказа в гарантийном обслуживании. Дождитесь квалифицированной помощи сервисной службы компании.

Используя коленный стул, рекомендуется регулярно (каждые 30-40 минут), выполнять упражнения для разминки.



Сборка и регулировка стула

Шаг 1

Достаньте из коробки каркас стула
и комплект колесиков с гаечным ключом



Шаг 2

Прикрутите колесики
к основанию стула



Шаг 3

Установите стул колесиками на ровной поверхности и
настройте подходящую для вас высоту подушки для
колен и сиденья (доступно 3 положения для
регулировки)



Шаг 4

Правильно сядьте, используя коленный стул.



Уход и хранение

Храните стул в сухом, чистом помещении. Держите стул подальше от источников тепла и избегайте длительного попадания прямых солнечных лучей. Избегайте контактов стула с острыми предметами.

При чистке используйте слабый раствор мягкого моющего средства и чистую ткань х/б. Хорошо отжимайте ткань от воды, прежде чем протирать стул. Не стоит сушить стул с помощью фена или тепло-вентилятора.

ВНИМАНИЕ: при чистке запрещено использовать металлические губки, а также любые агрессивные моющие средства, такие как бензин, растворители или спирт. Данные вещества могут изменить цвет поверхности стула и повредить его.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт коленного стула «Bodo» уполномоченным дилером в течение 1 года со дня продажи изделия. Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающими факт совершения покупки.

Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии.

Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки стула и наполнителя обивки.

Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя коленного стула и прекращается при смене владельца.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право заменить коленный стул на новый, адекватный по стоимости неисправному стулу на дату приобретения.

Гарантия распространяется на коленный стул при соблюдении правил эксплуатации. Любые попытки изменить или разобрать конструкцию, приведут к снятию продукта с гарантии.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не уполномоченным сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет клиента.

Дата покупки: _____

Наименование товара: _____

Компания-продавец: _____

Телефон: _____

ФИО клиента: _____

М.П.

Подпись _____

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею.

_____/_____

(подпись)

(расшифровка)